

Praktické informace k molekulárně-genetickému vyšetření v Laboratoři molekulární genetiky Pediatrické kliniky FNM a 2. LF

Jak odebírat:

Prosíme Vás o to, abyste nám **v jedné** zásilce odeslali:

1) vyplněnou žádanku a klinický dotazník zahrnující i jednoduchý rodokmen. Stačí 1x pro 1 rodinu.

2) odebrané vzorky

- jednu běžnou odběrovou zkumavku s **EDTA** označenou jménem i rodným číslem.
- množství krve: min. **2 ml**, u novorozenců min. 0,2 ml.
- používejte pouze plastové zkumavky (vydrží bez úhony zamražení).
- krev pořádně promíchejte obrácením zkumavky po dobu min. 10 sekund.
- Zabalte zkumavky tak, aby krev nemohla ohrozit personál pošty infekcí: nejméně dvě vrstvy obalu uvnitř s buničinou nebo savým papírovým ručníkem tak, aby při netěsnosti nebo rozbití zkumavky absorboval veškerou krev.
- Poslat ihned; nejlepší je to v pondělí nebo úterý. Pokud nelze hned poslat, je možné krev skladovat v lednici při cca 4-8°C. V lednici vydrží bez úhony cca týden.

3) Podepsané informované souhlasy

- pacient podepíše informovaný souhlas s odběrem a dokument můžete nechat uschovaný ve své dokumentaci nebo jej odeslat spolu se vzorkem a žádankou s dotazníkem. Odesláním žádanky potvrzujete, že pacientem či zákonným zástupcem je podepsán informovaný souhlas, který je buď uložen v dokumentaci, nebo přiložen k této žádance.

Vše odešlete na adresu:

Sekretariát Pediatrické kliniky FN Motol a 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5-Motol, 150 06

Děkují a zdraví,

RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.
petra.dusatkova@lfmotol.cuni.cz

Doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
stepanka.pruhova@lfmotol.cuni.cz

Přímý telefon do laboratoře: 224 432 049